

Cubis® : la balance de laboratoire qui s'adapte à votre processus



Balances de laboratoire haut de gamme Cubis®

Les possibilités d'adapter les balances de laboratoire universelles aux modes opératoires particuliers d'un laboratoire ne sont souvent que très limitées. En général, il est donc nécessaire de modifier les modes opératoires normalisés pour pouvoir utiliser pleinement les fonctions de la balance.

Mais cela n'est pas le cas des balances Sartorius Cubis® : ce sont les premières balances de laboratoire à pouvoir être entièrement intégrées dans vos procédures internes, mais aussi à pouvoir être adaptées à vos récipients de pesage et aux conditions sur votre lieu de travail grâce à une large gamme d'accessoires et d'options mécaniques.


Table des matières

| | |
|----|-----------------------------|
| 4 | Modularité |
| 6 | Principe d'utilisation |
| 8 | Q-Apps |
| 10 | Applications |
| 12 | Mise à niveau |
| 14 | Communication |
| 16 | Paravent |
| 18 | Microbalances |
| 21 | Modèles à haute capacité |
| 22 | Compérateurs de masse |
| 26 | Pesage sécurisé |
| 28 | Advanced Pharma Compliance |
| 32 | Caractéristiques techniques |





Cubis® . Buffet,



à la carte ou sur mesure ?

Depuis sa commercialisation en 2009, la série de balances de laboratoire haut de gamme Cubis® s'est imposée comme la référence quand il s'agit de travailler dans les secteurs réglementés en respectant les exigences les plus élevées, par exemple dans les laboratoires pharmaceutiques internationaux.

Configuration modulaire

Cubis® est la première série de balances entièrement modulaires qui permet de combiner librement les unités d'affichage et de commande, les modules de pesage, les modèles de paravents, les interfaces de données et bien d'autres options.

L'utilisateur a une multitude de possibilités pour configurer sa balance de laboratoire selon ses propres exigences et ainsi obtenir la solution optimale à intégrer dans son processus.

Logiciel Cubis® individual

Avec le logiciel exclusif Cubis® individual, vous n'avez pas besoin d'utiliser un ordinateur portable pour créer un profil d'exigences personnalisé – de l'intégration des données dans l'infrastructure logicielle à la commande complète du processus de pesage. L'avantage : des procédures rapides, clairement définies et sans erreurs.

Nouveaux modèles

Avec les nouveaux modèles à haute capacité, la série Cubis® couvre désormais l'ensemble des secteurs, des laboratoires de recherche et de contrôle qualité aux laboratoires de production. Grâce à une large gamme d'accessoires, ces modèles Cubis® offrent également des solutions personnalisées pour vos applications (voir p. 20).

Une autre nouveauté : la série a été complétée par les comparateurs de masse manuels MCM qui se basent sur la plate-forme Cubis®. En tout 14 modèles différents sont disponibles pour des applications de comparaison de la masse conforme aux directives ou pour l'étalonnage de poids. Des capteurs climatiques intégrés permettent d'indiquer l'incertitude de mesure pour chaque valeur mesurée. De plus, des procédures de travail intégrées assurent une grande sécurité et garantissent des résultats de mesure sans erreurs (voir p. 22).

NOUVEAU



Utilisation facile et sûre : de série avec Q-Guide et sur mesure avec des Q-Apps

Principe d'utilisation de Cubis®

Outre l'interface utilisateur Q-Guide disponible de série, Cubis® permet d'utiliser des solutions sur mesure grâce aux nouvelles Q-Apps. Vous pouvez ainsi télécharger une grande variété de Q-Apps et les adapter à votre mode opératoire particulier. Mais, vous pouvez aussi demander à Sartorius de configurer rien que pour vous des Q-Apps qui répondent en tous points à vos besoins et à vos exigences.



Outre les aspects purement métrologiques, le respect des réglementations en vigueur joue un rôle de plus en plus important dans les laboratoires lors de la préparation et de la réalisation d'une mesure.

Le guide utilisateur Q-Guide de Cubis® permet non seulement d'accélérer les opérations de travail, mais il soulage aussi l'utilisateur des tâches qui prennent beaucoup de temps et que jusqu'alors il devait effectuer lui-même.

Q-Guide est conçu de manière à ce que vous ne voyiez que ce dont vous avez réellement besoin pour votre application. Dès que vous avez configuré une tâche, Q-Guide vous guide de manière interactive à travers les réglages nécessaires tout en masquant les informations inutiles.

Unités d'affichage et de commande Cubis®

MSA – Le nec plus ultra

- Technologie et design d'information exceptionnels
- Écran tactile TFT couleur haute définition pour une représentation brillante des textes et des graphiques
- Confort d'utilisation et qualité d'affichage exceptionnels notamment pour les applications complexes
- Q-Apps pouvant être adaptées à votre mode opératoire personnalisé



MSU – Classique et universel

- Écran graphique monochrome haute définition de grande taille
- Touches à confirmation tactile pour le déclenchement précis des fonctions
- Utilisation classique à l'aide de touches avec une gamme de performances la plus vaste possible



MSE – Le pesage à l'état pur

- Grand écran LCD à fort contraste
- Guide utilisateur facile à comprendre avec des textes courts
- Touches clairement agencées pour le déclenchement précis des fonctions
- Pour les utilisateurs qui ne doivent pas effectuer de procédures complexes, mais veulent surtout peser avec une très grande précision






Une multitude de Q-Apps standardisées vous attend.
Si votre procédure de pesée ne peut être effectuée par aucune des Q-Apps disponibles dans le App-Center, n'hésitez pas à contacter votre spécialiste Cubis® **individual** compétent. Il créera une Q-App spécialement adaptée à votre procédure.

| | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|--|
| Q-App: USP 34, C. 41 | | Administrator | |
| Step: 3 Sample Addition | | 08/04/2012 01:01:58 pm | |
| Max 2200 g | | d = 0.001 g | |
| + | | 2.003 g | |
| Sample6: | | 2.000 g | |
| Sample7: | | 2.001 g | |
| Sample8: | | 2.000 g | |
| Sample9: | | 2.001 g | |
| Sample10: | | 2.001 g | |
| Remove sample | | | |
| Abort | | | |

Exemple d'application
Q-App USP, Chapter 41

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Q-App: Formulation | | Administrator | |
| Tare weighing | | 16/10/2012 13:27:44 | |
| Max 220 g | | d = 0.001 g | |
| + | | 24.957 g | |
| isoCAL | | 0%  100% | |
| Please center container on Pan! | | | |
| Abort | | Proceed | |

Exemple d'application
Q-App Formulation

Cubis®. App-solument individuel


Le Sartorius App Center : télécharger et essayer

Vous pouvez télécharger toutes les Q-Apps standard disponibles dans le Sartorius App Center et les transférer sur une balance Cubis® à l'aide d'une carte SD. Ensuite, vous avez 30 jours pour les essayer gratuitement et vous laisser convaincre de leurs avantages.



Attribution de licence facile pour toute la durée d'utilisation de la Q-App

Vous devez activer votre Q-App pour pouvoir l'utiliser durablement sur votre balance Cubis®. Pour cela, il vous suffit d'entrer le numéro de série de votre balance Cubis® ainsi que vos données personnelles, et au bout de quelques minutes, vous recevez votre clé d'activation personnelle.



Finis les PC et les ordinateurs portables !

Dans un laboratoire pharmaceutique, il n'est pas toujours conseillé d'installer un PC ou un ordinateur portable à côté d'une balance, car il ne peut pas satisfaire aux exigences de nettoyage élevées auxquelles les balances de laboratoire Sartorius répondent avec brio. Grâce aux nouvelles Q-Apps, vous pouvez transférer l'intégralité de votre mode opératoire normalisé dans la balance et ne pas utiliser d'ordinateur portable.

| | | |
|--|------------|---------------------|
| Q-App: Backweigher Light V3 | | Administrator |
| Backweigh results | | 12/10/2012 16:17:27 |
| Sample number: | Example 1 | |
| Residue: | 4.0500 g | |
| Residue Percent: | 81.0000 % | |
| Loss: | -8.9500 g | |
| Loss Percent: | -19.0000 % | |
| Initial weight (net): | 5.0000 g | |
| Backweight (net): | 4.0500 g | |
| Tare: | 7.8510 g | |
| <div>Back FTP Print Fct. Next</div> | | |

Exemple d'application

Q-App Backweigher Light V3 (pesée par différence)

Q-Apps –

L'individualité est un atout

Transformez votre balance de laboratoire Cubis® en une Cubis® **individual** en y intégrant des applications spécifiques au client, les Q-Apps. Il s'agit de programmes d'application qui peuvent être téléchargés pour guider l'utilisateur pas à pas dans une procédure spécifique.

Grâce aux Q-Apps, vous êtes assuré de respecter en permanence les procédures décrites dans vos modes opératoires normalisés. Les Q-Apps sont ainsi une alternative particulièrement intéressante à l'implémentation d'intergiciels externes.

Q-Apps –

Standardisées ou personnalisées

Tandis que les Q-Apps personnalisées sont développées en fonction de vos exigences spécifiques, les Q-Apps standard offrent différentes solutions de pesée par différence, de formulation et de contrôle du niveau de remplissage.

De plus, les Q-Apps standardisées offrent des options qui permettent de déterminer la plage de fonctionnement selon l'USP et aussi de calibrer facilement des pipettes. Grâce aux Q-Apps, vous n'avez pas besoin d'être connecté à un PC pour effectuer une procédure.



Intégration personnalisée dans votre application

À première vue, les processus des laboratoires pharmaceutiques du monde entier se ressemblent. Toutefois, les exigences sont très différentes, notamment au niveau de la procédure de pesée. Chaque utilisateur a sa propre manière de choisir le récipient de pesée, de préparer l'échantillon et de le placer dans le récipient.

Une balance de laboratoire doit donc s'adapter à l'ensemble du processus – et pas le contraire.

Grâce à des accessoires optionnels pratiques, la série Cubis® permet d'étendre les applications de manière personnalisée afin que vous puissiez travailler plus vite et de manière plus ergonomique tout en améliorant considérablement la sécurité de votre processus.



Ouverture du paravent

Le capteur infrarouge YHS01MS permet d'ouvrir et de fermer le paravent motorisé sans contact par un simple mouvement de la main. Cela assure une plus grande sécurité, notamment lors d'applications où il est nécessaire de manipuler des substances toxiques. De plus, le capteur IR permet d'activer plusieurs autres fonctions, telles que l'impression, isoCAL, l'ionisateur, etc.



Plateau de pesée à grille Q-Grid

Le plateau de pesée à grille Q-Grid (accessoire optionnel YWP03MS) est disponible pour tous les modèles Cubis® avec une précision de lecture de 10 mg et 100 mg (sauf le modèle 5202S). Grâce à ce plateau, il est pour la première fois possible d'utiliser une balance avec un plateau de pesée de grande taille dans le flux laminaire de postes de pesée sécurisés, de postes de sécurité microbiologique ou encore de hottes de laboratoire sans restreindre les performances de pesage. Cela facilite ainsi le travail pour une application courante dans les laboratoires pharmaceutiques.





Support Q-Grip

Q-Grip (accessoire optionnel YFH01MS) est un support universel flexible et adaptable pour flacons, tubes à essai, récipients de réaction ou filtres (jusqu'à 120 mm) conçu pour toutes les balances d'analyse et semi-micro Cubis®. Il remplace tout simplement le plateau de pesée original. Le réglage individuel de l'angle garantit un travail ergonomique lors du dosage et du pipetage dans des récipients très variés.

Ionisateur Q-Stat

Par simple pression de touche, l'ionisateur Q-Stat intégré dans le paravent DI élimine en quelques secondes les charges électrostatiques perturbatrices présentes sur les échantillons ou sur les récipients. Ce principe efficace avec quatre injecteurs d'ions fonctionne sans flux d'air perturbateurs et garantit des résultats de pesée stables et corrects, indépendamment des influences extérieures.

Q-Level. La fonction de mise à niveau motorisée automatique

La mise à niveau exacte d'une balance de laboratoire est un élément central de la maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d'essai et une condition essentielle pour obtenir des valeurs de mesure fiables.

La fonction automatique de série Q-Level apporte ici une aide pré-

cieuse, car elle vous permet de définir les opérations de travail dont la balance doit se charger pour vous et celles que vous souhaitez effectuer vous-même.

Cubis® est la première balance de laboratoire capable de contrôler, d'effectuer et de documenter automatiquement sa mise à niveau

exacte. La balance est mise à niveau grâce à une seule pression de touche ou de manière entièrement automatique si la fonction isoCAL est activée.



Contrôle de la mise à niveau

Si, lors de ses contrôles automatiques permanents, la balance Cubis® constate qu'elle n'est plus parfaitement horizontale, un avertissement s'affiche pour demander de déclencher la mise à niveau. Une fois que la fonction a été démarrée, des moteurs internes remettent la balance à niveau en l'espace de quelques secondes. La progression de la mise à niveau motorisée est affichée sur l'écran et très vite, la balance fournit à nouveau des résultats fiables.

* Sur les modèles qui ne sont pas équipés de la mise à niveau motorisée (modèles avec une capacité de pesage > 6 200 g ou avec des précisions de lecture $\leq 0,001$ mg), la mise à niveau a lieu manuellement à l'aide d'un guide utilisateur interactif affiché sur l'écran.



désormais de série*





Q-Com est un système de communication complet qui permet d'intégrer des balances de laboratoire directement dans les processus et dans la structure informatique du laboratoire.

Le système comprend des interfaces de données de la dernière génération pour la communication avec des systèmes de gestion des informations de laboratoire et d'autres logiciels externes, ainsi que des protocoles de communication.

Q-Com – Communication sans limites



Communication web

Le modèle Cubis® MSA est doté de la fonction optionnelle de communication via des services web. Cette technologie de communication standardisée permet à des systèmes logiciels externes, tels que LIMS, ELN, etc., de représenter des informations, des champs de saisie et des menus ou d'effectuer des opérations complexes sur l'écran tactile de la balance. Il est également possible d'effectuer un transfert de données bidirectionnel sans logiciel pilote sophistiqué. Il n'est ainsi plus nécessaire d'utiliser des PC, des ordinateurs portables ou des terminaux à proximité directe de la balance.

Support de stockage SD

Toutes les données telles que les données de base des utilisateurs ou les tâches prédéfinies peuvent être transmises facilement et en toute fiabilité d'une balance Cubis® à une autre grâce à une carte SD (pas avec MSE). La carte SD peut également servir de support de stockage pour les données de mesure.

Protocoles de communication

Cubis® prend en charge de série des protocoles de communication ASCII et SICS et peut ainsi également fonctionner avec des logiciels d'autres fabricants. Si elle est dotée de l'unité d'affichage et de commande MSA, la balance, Cubis® peut également communiquer via XML.

Interfaces

Toutes les balances Cubis® sont équipées de trois interfaces fixes (USB, RS232C, Ethernet [sauf sur MSE]) et de trois interfaces optionnelles (*Bluetooth*®, PS/2, RS232C), ce qui permet pratiquement toutes les formes de communication bidirectionnelle.

Rapport d'impression configurable

Il est possible de choisir librement la quantité et le contenu des informations à imprimer. L'imprimante Sartorius YDP30 permet même d'imprimer des code-barres et des codes QR.

Le paravent adapté à toutes les applications

Tous les modèles de paravents de la série Cubis® offrent des avantages pratiques tangibles comparés aux balances de laboratoire conventionnelles.

Grâce à l'utilisation de nouveaux matériaux, les paravents de la série Cubis® s'ouvrent et se ferment très facilement et présentent une excellente stabilité mécanique. Ils permettent une visibilité parfaite dans toute la chambre de pesée et offrent une protection sûre contre les influences et perturbations extérieures.

À la différence des balances de laboratoire classiques sur lesquelles un paravent chargé d'électricité statique peut provoquer des erreurs de mesure, la balance Cubis® élimine ces potentielles sources d'erreur grâce à des vitres en verre dotées d'un revêtement conducteur spécial.



Nettoyage sans compromis

La balance Cubis® est parfaitement protégée contre la pénétration de liquides. Le plateau de pesée et le fond du paravent sont en acier inoxydable de grande qualité et ils peuvent être enlevés facilement et rapidement. Après le nettoyage, la balance est tout de suite prête à fonctionner.



Nettoyage du paravent

Pour faciliter le nettoyage de la chambre de pesée, il est possible de démonter toutes les portes du paravent en un tournemain – sans pour autant diminuer la stabilité de l'ensemble de la construction.



Paravent DF pour balances pour filtres

Paravent manuel en inox destiné spécialement au pesage des filtres, pour les modèles avec précision de lecture de 0,001 mg et 0,0001 mg (modules de pesage 6.6S, 2.7S ; ne convient pas au 3.6P)



Paravent DM

Paravent pour balances micro et ultra-micro automatiques avec fonction d'apprentissage pour tous les modèles avec précision de lecture de 0,001 mg et 0,0001 mg (modules de pesage 6.6S, 3.6P, 2.7S)



Paravent DI

Paravent automatique pour balances d'analyse avec ionisateur intégré pour tous les modèles avec une précision de lecture de 0,01 mg, 0,1 mg et 1 mg et pour le modèle 5202S




Paravent DA

Paravent automatique pour balances d'analyse pour tous les modèles avec une précision de lecture de 0,01 mg, 0,1 mg et 1 mg et pour le modèle 5202S



Paravent DU

Paravent manuel pour balances d'analyse pour tous les modèles avec une précision de lecture de 0,01 mg, 0,1 mg et 1 mg et pour le modèle 5202S



Paravent DE

Paravent manuel pour tous les modèles avec une précision de lecture de 1 mg et pour le modèle 5202S



Paravent DR

Paravent bas amovible en acier inoxydable pour tous les modèles avec une précision de lecture de 1 mg et pour le modèle 5202S

Précision maximale pour des quantités infimes d'échantillon

Les exigences de précision élevées dans les contrôles analytiques et pour les analyses quantitatives dans l'industrie pharmaceutique rendent indispensable l'utilisation de balances à résolution très élevée. Seules des balances de laboratoire qui satisfont aux exigences de la pharmacopée américaine en matière de précision du poids minimal de l'échantillon permettent de travailler conformément aux directives de la FDA. Pour les échantillons d'un poids inférieur à 10 mg, il faut donc bien souvent utiliser des microbalances voire des balances ultra-micro.

En outre, les substances à analyser ne sont souvent disponibles qu'en très petites quantités et sont par

conséquent coûteuses. Dans d'autres cas, elles sont si efficaces que l'utilisateur ne peut travailler qu'avec des quantités infimes pour éviter tout risque pour sa santé.

Les balances micro et ultra-micro Cubis® vous offrent une sécurité maximale, une fiabilité optimale des résultats et une conformité parfaite avec les normes requises.

En particulier le paravent motorisé entièrement en verre permet de peser de très petites quantités d'échantillon rapidement et sans effort. Grâce à une fonction d'apprentissage intelligente, il est également possible d'adapter la balance à chaque mode opératoire.



Nettoyage efficace

Un nettoyage simple et rapide est particulièrement important pour les travaux réalisés avec des quantités infimes d'échantillon afin d'éviter toute contamination croisée. Tous les éléments du paravent s'enlèvent facilement et rapidement. Une fois le nettoyage effectué, la balance est également rapidement à nouveau opérationnelle.





Accessoires optionnels
Nacelles de pesée : 6566-50



Pesage de filtres

Le paravent spécial filtres DF en inox est optimisé pour peser des filtres avec une précision maximale. Les effets électrostatiques sont réduits au minimum grâce à ce paravent pour filtres. Des plateaux de pesée de différents diamètres sont disponibles pour les divers formats de filtres (50 mm de série | 75 mm et 90 mm en option).



Des pesées très performantes, tout simplement

L'unité de commande MSE, associée aux modules de pesage des balances micro et ultra-micro, offre une solution parfaite et économique à tous ceux qui n'ont pas besoin d'applications complexes, mais exigent quand même des résultats de pesée d'une fiabilité irréprochable.



Le plateau de pesée de 400 × 300 mm est suffisamment grand pour que même de grands récipients soient parfaitement stables. Les surfaces de grande qualité et les unités d'affichage et de commande faciles à enlever permettent un nettoyage rapide et minutieux.



L'unité d'affichage peut être séparée de la balance ou installée sur une colonne (accessoire optionnel YDH02MS) pour une meilleure ergonomie et moins de fatigue lors du travail avec des charges élevées.

Rapidité et fiabilité des résultats pour de grandes quantités d'échantillon – les modèles à haute capacité Cubis®

Les exigences en matière de balances changent plus le volume des échantillons est important. L'environnement difficile d'un laboratoire de production où on utilise de plus grands récipients exige de travailler avec une balance bien plus robuste qui répond à des exigences élevées en matière de protection et de nettoyage.

Grâce à l'indice de protection IP54 et à des surfaces lisses de grande qualité, les modèles Cubis® à haute capacité sont à la hauteur de telles situations et, même dans des conditions particulièrement difficiles, ils fournissent en permanence des résultats rapides et fiables jusqu'à des capacités de 70 kg avec une précision de lecture de 0,1 g.

Bien entendu, les modèles à haute capacité Cubis® sont également faciles à intégrer dans un processus et laissent une grande marge de manœuvre pour des solutions spéciales sur mesure, notamment grâce à l'unité d'affichage et de commande MSA et aux Q-Apps.



La balance Cubis® contrôle en permanence si elle est parfaitement horizontale. La mise à niveau manuelle avec guide utilisateur interactif sur l'écran ne nécessite que quelques opérations.

Comparateurs de masse manuels Cubis® MCM – des laboratoires de masse en miniature

Les nouveaux comparateurs de masse manuels Cubis® MCM sont les premiers appareils sur le marché à combiner les compétences métrologiques de pesée avec un système de commande intégré des procédures de travail (flux de travail) en se conformant scrupuleusement aux recommandations de l'Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML). L'OIML définit des exigences métrologiques et techniques dans sa directive internationale R111-1 afin de fournir une base commune en vue d'harmoniser la détermination de la masse au niveau international, puisque dans l'industrie pharmaceutique en particulier, il est obligatoire de transférer jusque dans la production des exigences de précision plus élevées sur la base de réglementations internationales. Mais bien entendu, les comparateurs Cubis® MCM fournissent également des résultats conformes à la norme ASTM.

Système de commande intégré des modes opératoires

Le système de commande intégré des modes opératoires des comparateurs de masse manuels Cubis® MCM réduit le taux d'erreur pendant le processus de mesure en fournissant à chaque fois à l'utilisateur des indications sur l'étape à venir. Cela permet de réduire nettement le « facteur humain » qui influence la précision lors de la

détermination de la masse et par conséquent d'augmenter la fiabilité des résultats. Par la même occasion, l'ergonomie de la procédure s'en trouve optimisée et l'utilisateur peut travailler de manière plus détendue.

Capteurs climatiques intégrés

Des capteurs intégrés dans le comparateur de masse enregistrent automatiquement les données climatiques telles que la température, la pression atmosphérique et l'humidité de l'air pour permettre de calculer la correction de la poussée aérostatique sur le lieu de la mesure. Les données climatiques peuvent être documentées à l'aide d'un PC si bien qu'il est possible de contrôler à tout moment que les limites de température, de pression atmosphérique et d'humidité de l'air du niveau d'étalonnage respectif (E1, E2, F1 ou F2) sont respectées.

Méthodes de mesure très rapides

Par rapport aux appareils traditionnels, les comparateurs de masse Cubis® MCM permettent d'effectuer les méthodes de mesure (ABA, ABBA ou AB1...BnA) de loin les plus rapides pour déterminer la valeur de masse conventionnelle et son incertitude-type combinée.



Le comparateur de masse vous guide étape par étape à travers chaque application. Cela permet de réduire nettement le « facteur humain » qui influence les résultats de mesure.



En tout 14 comparateurs de masse manuels Cubis® MCM avec des capacités de 6,1 g à 64 kg et des précisions de lecture de 0,1 µg à 10 mg sont disponibles. Tous les modèles avec paravent sont équipés de série d'un module climatique avec des capteurs de température, d'humidité et de pression atmosphérique (un module climatique externe avec les capteurs correspondants est fourni avec les modèles sans paravent). Les capteurs climatiques peuvent être livrés avec un certificat d'étalonnage du DAkkS.

| Mass Calibration | | Administrator |
|---------------------------|---------------|-------------------------|
| Measurement | | 24/04/2014 12:49:38 |
| Max 2500 g d = 0.0001 g | | |
| + 1999.9983 | | |
| IsoCAL | 0% ————— 100% | |
| Current: A-B-A | | Cycle: 2 / 3 |
| Measuring test weight . | | |
| Stabilization time: | | Close Draftshield 3 sec |
| Abort | | |

Vous pouvez voir immédiatement où en est le processus de mesure et quelle est l'étape à effectuer ensuite, et ainsi éviter tout risque d'erreur.

| Mass Calibration | | Administrator |
|----------------------|------------|---------------------|
| Result | | 24/04/2014 01:34:11 |
| Results: | | |
| Nom.val. test weight | 2 kg | |
| | -2.323 mg | |
| Exp. uncert. budget | +/- 3 mg | |
| Evaluation: | | |
| Standard dev. meas. | Compliant | |
| Pooled std.deviation | 0.000 mg | |
| Safety factor Sw/Sp | 1.000 | |
| End | Print Fct. | Trans. |

L'intégralité des résultats de mesure est représentée avec l'indication des incertitudes de mesure.



Tous les comparateurs de masse Cubis® MCM sont dotés d'une unité d'affichage et de commande autonome avec une unité électronique séparée du capteur de pesage. Cela permet de réduire l'influence de la chaleur dégagée par l'unité électronique et les influences des opérateurs.



Les capteurs climatiques pour la température, l'humidité et la pression atmosphérique sont intégrés dans une petite unité compacte facile à remplacer. Il est possible de les enlever facilement pour effectuer un réétalonnage DAkkS.

Comparateurs de masse manuels

Cubis® MCM – des laboratoires de masse en miniature

Les comparateurs de masse manuels Cubis® MCM peuvent être intégrés sans problème dans l'infrastructure des laboratoires de masse. Sur la base du système de communication Q-Com de Cubis® (voir p. 14–15), il est possible de les intégrer dans des réseaux existants et de transmettre les données à d'autres appareils dans n'importe quel format.

Les spécifications des comparateurs de masse Cubis® MCM sont testées aussi bien dans des conditions idéales que dans des conditions réelles en laboratoire afin de garantir des performances maximales et une fiabilité parfaite lors du fonctionnement des comparateurs chez l'utilisateur.

Grâce à toutes leurs fonctions intégrées et à leurs possibilités techniques, les comparateurs de masse Cubis® MCM fonctionnent comme des « petits laboratoires de métrologie ».



Grâce aux capteurs climatiques intégrés pour la température, la pression et l'humidité, aux procédures guidées (flux de travail) et à la représentation des résultats avec indication des incertitudes de mesure, les comparateurs de masse Cubis® MCM offrent une solution complète pour la comparaison de la masse.

Postes de pesée sécurisés Sécurité systématique

Lors du pesage de matières toxiques ou poudreuses, deux exigences jouent un rôle de premier plan : la sécurité et la précision des pesées.

Les stations de pesée sécurisées composées du poste de pesée sécurisé SWC et de la balance de laboratoire Cubis® répondent à ces deux exigences de façon professionnelle.

Le poste de pesée sécurisé forme un espace clos autour de la balance de laboratoire empêchant

ainsi que de l'air ou de fines particules de poudre ne parviennent dans les voies respiratoires de l'utilisateur. Parallèlement, la vitesse régulière de l'air aspiré et le courant d'air sans turbulences à l'intérieur du poste de pesée garantissent des résultats stables et reproductibles.

La balance et le poste de pesée sont parfaitement adaptés l'un à l'autre afin de protéger l'utilisateur de manière optimale tout en fournissant des résultats de pesée corrects.

Le système de sécurité Cubis® – axé sur l'application et flexible

- Dans un poste de pesée sécurisé, il est difficile, parfois même impossible de voir le niveau à bulle mécanique d'une balance. Cela entraîne des erreurs de parallaxe lors de la mise à niveau et par conséquent des résultats de mesure erronés. Grâce à Q-Level (en option uniquement pour les modèles avec une capacité de pesage $\leq 6,2$ kg et une précision de lecture $> 0,001$ mg), il est possible d'effectuer la mise à niveau motorisée automatique dans le poste de pesée.
- Le capteur infrarouge optionnel YHS01MS permet d'ouvrir le paravent sans le toucher et de tarer la balance. Le risque de contamination s'en trouve réduit.
- Le module d'interface *Bluetooth*® permet d'utiliser sans câbles l'imprimante YDP10BT-OCE installée à l'extérieur du poste de pesée sécurisé, évitant ainsi l'utilisation de câbles éventuellement contaminés.
- L'ionisateur Q-Stat intégré dans le paravent DI réduit les effets de l'électricité statique, mais aussi le comportement « récalcitrant » de l'échantillon lors de la manipulation avec une spatule, ce qui évite les risques de contamination si on fait tomber un échantillon.
- Le support pour échantillon YFH01MS assure une ergonomie parfaite pour les opérations de pesée dans des conditions difficiles dans le poste de pesée sécurisé.
- Le plateau de pesée à grille YWP03MS permet également d'utiliser sans le moindre problème des balances de laboratoire sans paravent (précision de lecture de 10 mg ou 100 mg) dans le courant d'air du poste de pesée.



Les postes de pesée sécurisés sont disponibles dans quatre tailles différentes (en mm) :

| | Largeur | | Profondeur | | Hauteur |
|----------|---------|---|------------|---|---------|
| SWC900 | 890 | × | 750 | × | 510 |
| SWC1200 | 1230 | × | 750 | × | 510 |
| SWC900T | 890 | × | 750 | × | 770 |
| SWC1200T | 1230 | × | 750 | × | 770 |

Tous les modèles comprennent :

un poste de pesée sécurisé (SWC) avec dispositif de filtrage H14 HEPA séparé, enregistrement des données de l'alarme, unité d'éclairage, système d'élimination des déchets, dispositif de contrôle fumée-flux d'air et lingettes de nettoyage antistatiques.



Sartorius garantit que les balances utilisées à l'intérieur des postes de pesée sécurisés SWC fonctionnent conformément à leurs caractéristiques techniques, telles que la répétabilité et le point de départ de la plage de fonctionnement selon l'USP.

Advanced Pharma Compliance

pour une utilisation dans les secteurs réglementés

Grâce son pack de fonctions intégré Advanced Pharma Compliance (APC), la série Cubis® vous fournit un support optimal qui garantit des résultats qualifiés. Le pack APC comprend une large

gamme de fonctions qui améliorent le contrôle de la balance et du processus et garantissent la compatibilité et la traçabilité de vos résultats.

Fonctions de Cubis®

Protection contre les manipulations | Support de conformité

- Protection hiérarchique par mot de passe
- Mémoire alibi intégrée
- Gestion des utilisateurs
- Enregistrement des calibrages
- Audit trail
- Hiérarchie des actions pour les fonctions d'avertissement et d'intervention

Maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d'essai

Vérification automatique

- Contrôle de la mise à niveau
- Mise à niveau motorisée automatique Q-Level
- Calibrage automatique isoCAL en fonction d'un critère de temps et de température
- Contrôle du poids minimal de l'échantillon SQmin selon USP 41
- Test de répétabilité automatique reproTEST

Support | Guide

- Contrôle des routines de calibrage présélectionnables UserCal (avec Q-App)
- Détermination de l'incertitude de mesure USPmin conforme à USP 41 (avec Q-App)
- Affichage de l'incertitude de mesure SURE

Traitement des données | Intégration des données | Intégration du processus

Applications | Flux de travail

- Apps téléchargeables (logiciels d'application)
- Intégration de modes opératoires normalisés personnalisés (flux de travail)
- Connexion directe à des systèmes LIMS
- Communication avancée via des services web

Interfaces

- Série
- Connectables en réseau

Aide pendant le travail | Facilité | Ergonomie

- Ionisateur intégré Q-Stat (avec le paravent DI)
- Support de récipient adaptable Q-Grip
- Plateau de pesée Q-Grid pour hotte de laboratoire ou hotte à flux laminaire
- Capteur infrarouge, pédale de commande, lecteur de code-barres (accessoires optionnels)
- Portes du paravent automatiques et programmables



Cubis® MSA



Cubis® MSU



Cubis® MSE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Advanced Pharma Compliance

pour une utilisation dans les secteurs réglementés

Contrôle de la balance

La première balance avec mise à niveau automatique Q-Level



Grâce à Q-Level, vous pouvez effectuer la mise à niveau automatique motorisée de votre balance sur simple pression de touche. Cubis® contrôle si la balance est parfaitement horizontale et signale immédiatement à l'utilisateur si une correction est nécessaire (seulement pour les modèles $\leq 6,2$ kg et avec une précision de lecture $> 0,001$ mg).

Q-Level combine un capteur de nouvelle conception avec une

technologie d'affichage ultra-moderne ce qui simplifie et accélère la mise à niveau. Pour tous les modèles avec une capacité de pesage $> 6,2$ kg ou une précision de lecture $\leq 0,001$ mg, les unités d'affichage et commande MSA ou MSU de la série Cubis® permettent une mise à niveau manuelle interactive. L'écran affiche toutes les informations nécessaires : la position de la bulle d'air, le pied de réglage à tourner et le sens de rotation (sur MSE : symboles).


Contrôle du processus

Gestion des utilisateurs



La gestion des mots de passe des utilisateurs protège contre toute manipulation.

Hiérarchie des actions




Cubis® offre des fonctions d'alarme et de rappel en combinaison avec la possibilité de définir une hiérarchie d'action pour la mise à niveau, le poids minimal de l'échantillon et le calibrage | ajustage.

Compatibilité et traçabilité

Validation de nettoyage

L'utilisation de matériaux de grande qualité avec des surfaces lisses et sans structure permet de nettoyer la balance Cubis® facilement, rapidement et parfaitement.


Audit trail



La fonction audit trail documente des modifications importantes effectuées sur l'appareil. Il est ainsi possible d'assurer rapidement la traçabilité des erreurs.



Calibrage | ajustage isoCAL entièrement automatique



La fonction isoCAL de calibrage et d'ajustage est activée après un intervalle de temps fixe ou librement configurable. Le dépassement d'une différence de température prédéfinie ou sélectionnable déclenche également un nouveau calibrage | ajustage.

Linéarisation

Les erreurs de linéarité sont dues à des écarts par rapport au tracé linéaire théorique de la courbe caractéristique de la balance. La linéarisation optimale est la condition préalable pour que la balance réponde à vos exigences élevées en matière de précision. Cubis® élimine automatiquement les erreurs de linéarité.

Test de répétabilité

Cubis® vous permet de contrôler la répétabilité de vos résultats de pesée par simple pression de touche directement sur le lieu d'installation. Avec reproTEST, il est possible de constater rapidement si l'environnement sur le lieu d'installation est apte à fournir des résultats de pesée constamment parfaits et fiables.

Fonction SQmin

Au cours du processus de pesage, Cubis® contrôle que le point de départ de la plage de fonctionnement prescrit par la FDA est bien respecté conformément à l'USP. Une fois que le poids minimal de l'échantillon a été déterminé sur le lieu d'installation, Cubis® vous avertit si la valeur n'est pas atteinte et signale les valeurs de pesée non autorisées qui ont été enregistrées.


Incertitude de mesure DAkkS

Après un calibrage DAkkS effectué par le service technique de Sartorius, la courbe caractéristique de l'incertitude de mesure peut être enregistrée dans le logiciel de Cubis®. Pour chaque valeur de pesée, il est alors possible d'afficher au choix l'incertitude de mesure absolue ou relative ou bien la précision du processus.

Gestion des tâches

Grâce à la gestion des tâches de Cubis®, vous pouvez représenter des modes opératoires dans le processus de pesage. Une fois que la tâche a été configurée, vous êtes guidé à travers le processus de pesage de manière interactive. Toutes les autres informations sans importance pour cette tâche n'apparaissent alors pas sur l'écran, ce qui permet de travailler sans erreurs et de se concentrer sur l'essentiel.

Mémoire alibi



Une mémoire alibi intégrée garantit la traçabilité des données de pesage pour usage en métrologie légale qui sont transmises à un PC.

Certificat BPL


Une institution indépendante a testé et analysé, à titre d'exemple, la possibilité d'utilisation dans des secteurs BPL de beaucoup de modèles de la série Cubis® équipés de l'unité d'affichage et de commande MSA. La possibilité d'utilisation a pu être certifiée sans la moindre restriction.

Analyse des risques

Une analyse des risques servant de base à l'expertise d'aptitude BPL et à la validation de nettoyage a été réalisée à titre d'exemple sur beaucoup de modèles équipés de l'unité d'affichage et de commande MSA selon la méthode d'analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE). Cette analyse est disponible sur demande.

Caractéristiques techniques

Code de commande



Exemple



Remarque : Inscrivez la référence de chaque option d'équipement que vous avez choisie dans les cases placées sous le symbole correspondant.



Unités d'affichage et de commande Cubis®

Choisissez une unité d'affichage et de commande et inscrivez-en la référence dans les cases placées sous le symbole correspondant du code de commande.

| Modèles | MSA | MSU | MSE |
|---|---|--|---|
| Commande | Écran tactile, touches pour les principales fonctions de base | Touches | Touches |
| Écran | Écran graphique couleur TFT, 5,7" haute résolution, couleur TFT | Écran graphique noir blanc, 5,7" haute résolution | Écran LCD noir blanc |
| Adaptation de l'unité d'affichage et de commande | Écran inclinable, unité d'affichage et de commande séparable | Écran inclinable, unité d'affichage et de commande séparable | Unité d'affichage et de commande séparable |
| Interfaces de données de série | <div><div>– USB (intégré dans le module de pesage)</div><div>– Interface accessoire RS232C, 25 broches (intégrée dans le module de pesage)</div><div>– Ethernet (intégré dans l'unité d'affichage et de commande)</div><div>– Possibilité de sélectionner différents rapports de données (permet également la connexion à des logiciels prévus pour d'autres fabricants)</div><div>– Bluetooth® (accessoire optionnel ; pas sur les balances avec une capacité > 20 200 g)</div></div> | | <div><div>– USB (intégré dans le module de pesage)</div><div>– Interface accessoire RS232C, 25 broches (intégrée dans le module de pesage)</div><div>– Bluetooth® (accessoire optionnel ; pas sur les balances avec une capacité > 20 200 g)</div></div> |
| Lecteur de carte SD | Intégré de série dans l'unité d'affichage et de commande | Intégré de série dans l'unité d'affichage et de commande | – |
| Commande du paravent motorisé (seulement avec les paravents DA, DI ou DM) | Activation à l'aide des touches latérales ou sans contact avec le commutateur IR (en option), fonction apprentissage | Activation à l'aide des touches latérales ou sans contact avec le commutateur IR (en option), fonction apprentissage | Activation à l'aide d'une touche ou sans contact avec le commutateur IR (en option), fonction d'apprentissage |
| Applications | Commutation d'unités, fonction SQmin pour définir le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction isoCAL de calibrage ajustage automatiques, identification individuelle, détermination de la masse volumique, statistiques, calculs, calcul de la valeur moyenne, formulation, pesée en pourcentage, fonctions selon un critère de temps, totalisation, incertitude de mesure DAkkS, deuxième mémoire de tare, comptage, contrôle +/-, mémoire alibi, audit trail | Commutation d'unités, fonction SQmin pour définir le poids minimal de l'échantillon selon l'USP, fonction isoCAL de calibrage ajustage automatiques, identification individuelle, détermination de la masse volumique, statistiques, calculs, calcul de la valeur moyenne, formulation, pesée en pourcentage, fonctions selon un critère de temps, totalisation, incertitude de mesure DAkkS, deuxième mémoire de tare, comptage, contrôle +/-, mémoire alibi, audit trail | Commutation d'unités, fonction isoCAL de calibrage ajustage automatiques, détermination de la masse volumique (uniquement méthode de la poussée hydrostatique), calculs, calcul de la valeur moyenne, formulation total-net, pesée en pourcentage, comptage |
| Personnalisable avec des Q-Apps | <div><div>– Q-Apps à télécharger</div><div>– Modification spécifique au client après accord</div></div> | – | – |



Modules de pesage Cubis®

Inscrivez la référence du module dans la case placée sous le symbole correspondant du code de commande en commençant par la gauche.

| | Précision de lecture [mg] | Etendue de pesée [g] | Plateau de pesée (L × P) [mm] | Temps de réponse standard [s] | Temps de mesure standard [s] | Répétabilité [±mg] | Linéarité [±mg] | Charge excentrée [mg]* (charge d'essai [g]) | Point de départ optimal de la plage de fonctionnement [mg]** |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|-----------------|---|--|
| Balance ultra-micro | | | | | | | | | |
| 0,0001 mg | | | | | | | | | |
| 2.7S | 0,0001 | 2,1 | Ø 20 | 7 | 10 | 0,00025 | 0,0009 | 0,0025 (1) | 0,082*** |
| Microbalances | | | | | | | | | |
| 0,001 mg | | | | | | | | | |
| 6.6S | 0,001 | 6,1 | Ø 30 | 5 | 8 | 0,001 | 0,004 | 0,004 (2) | 0,82*** |
| 3.6P | 0,001 0,002 0,005 | 1,1 2,1 3,1 | Ø 30 | 5 | 8 | 0,003 0,004 0,005 | 0,004 | 0,005 (1) | 0,82*** |
| Balances semi-micro | | | | | | | | | |
| 0,01 mg | | | | | | | | | |
| 225S | 0,01 | 220 | 85 × 85 | 2 | 6 | 0...60 g : 0,015 60...220 g : 0,025 | 0,1 | 0,15 (100) | 8,2 |
| 225P | 0,01 0,02 0,05 | 60 120 220 | 85 × 85 | 2 | 6 | 0...60 g : 0,015 60...220 g : 0,04 | 0,15 | 0,2 (100) | 8,2 |
| 125P | 0,01 0,1 | 60 120 | 85 × 85 | 2 | 6 | 0...60 g : 0,015 60...120 g : 0,06 | 0,15 | 0,15 (50) | 8,2 |
| Balances d'analyse | | | | | | | | | |
| 0,1 mg | | | | | | | | | |
| 524S | 0,1 | 520 | 85 × 85 | 1 | 3 | 0,1 | 0,4 | 0,3 (200) | 82 |
| 524P | 0,1 0,2 0,5 | 120 240 520 | 85 × 85 | 1 | 3 | 0,15 0,2 0,4 | 0,5 | 0,4 (200) | 82 |
| 324S | 0,1 | 320 | 85 × 85 | 1 | 3 | 0,1 | 0,3 | 0,3 (200) | 82 |
| 324P | 0,1 0,2 0,5 | 80 160 320 | 85 × 85 | 1 | 3 | 0,1 0,2 0,4 | 0,5 | 0,4 (200) | 82 |
| 224S | 0,1 | 220 | 85 × 85 | 1 | 3 | 0,07 | 0,2 | 0,2 (100) | 82 |
| 124S | 0,1 | 120 | 85 × 85 | 1 | 3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 (50) | 82 |

* Position selon OIML R76

** Selon le chapitre 41 de l'USP (United States Pharmacopeia), la plage de fonctionnement optimale est définie de 820d à l'étendue de pesée max. En fonction du lieu d'installation et des conditions ambiantes, la valeur peut être en général supérieure.

*** Avec le paravent DM



Modules de pesage Cubis®

Inscrivez la référence du module dans la case placée sous le symbole correspondant du code de commande en commençant par la gauche.

| | Précision de lecture [mg] | Etendue de pesée [g] | Plateau de pesée (L × P) [mm] | Temps de réponse standard [s] | Temps de mesure standard [s] | Répétabilité [±mg] | Linéarité [±mg] | Charge ex-centrée [mg]* (charge d'essai [g]) | Point de départ optimal de la plage de fonctionnement [g]** |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|--|---|
| Balances de précision | | | | | | | | | |
| 5203S | 1 | 5 200 | 140 × 140 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 (2 000) | 0,82 |
| 5203P | 1 2 5 | 1 200 2 400 5 200 | 140 × 140 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 (2 000) | 0,82 |
| 3203S | 1 | 3 200 | 140 × 140 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 (1 000) | 0,82 |
| 2203S | 1 | 2 200 | 140 × 140 | 1 | 1,5 | 1 | 3 | 2 (1 000) | 0,82 |
| 2203P | 1 10 | 1 010 2 200 | 140 × 140 | 1 | 1,5 | 1 6 | 5 | 3 (1 000) | 0,82 |
| 1203S | 1 | 1 200 | 140 × 140 | 1 | 1,5 | 0,7 | 2 | 2 (500) | 0,82 |
| 623S | 1 | 620 | 140 × 140 | 0,8 | 1 | 0,7 | 2 | 2 (200) | 0,82 |
| 623P | 1 2 5 | 150 300 620 | 140 × 140 | 0,8 | 1 | 1 2 4 | 5 | 4 (200) | 0,82 |
| 323S | 1 | 320 | 140 × 140 | 0,8 | 1 | 0,7 | 2 | 2 (200) | 0,82 |
| 14202S | 10 | 14 200 | 206 × 206 | 1 | 1,5 | 10 | 30 | 20 (5 000) | 8,2 |
| 14202P | 10 20 50 | 3 500 7 000 14 200 | 206 × 206 | 1 | 1,5 | 10 20 40 | 50 | 40 (5 000) | 8,2 |
| 10202S | 10 | 10 200 | 206 × 206 | 1 | 1,5 | 7 | 20 | 20 (5 000) | 8,2 |
| 8202S | 10 | 8 200 | 206 × 206 | 1 | 1,5 | 7 | 20 | 20 (5 000) | 8,2 |
| 6202S | 10 | 6 200 | 206 × 206 | 1 | 1,5 | 7 | 20 | 20 (2 000) | 8,2 |
| 6202P | 10 20 50 | 1 500 3 000 6 200 | 206 × 206 | 1 | 1,5 | 7 20 40 | 50 | 50 (2 000) | 8,2 |
| 5202S | 10 | 5 200 | 140 × 140 | 0,8 | 1 | 6 | 10 | 10 (2 000) | 8,2 |
| 4202S | 10 | 4 200 | 206 × 206 | 0,8 | 1 | 7 | 20 | 30 (2 000) | 8,2 |
| 2202S | 10 | 2 200 | 206 × 206 | 0,8 | 1 | 7 | 20 | 20 (1 000) | 8,2 |
| 1202S | 10 | 1 200 | 206 × 206 | 0,8 | 1 | 7 | 20 | 20 (500) | 8,2 |
| 12201S | 100 | 12 200 | 206 × 206 | 0,8 | 1 | 50 | 100 | 200 (5 000) | 82 |
| 8201S | 100 | 8 200 | 206 × 206 | 0,8 | 1 | 50 | 100 | 200 (5 000) | 82 |
| 5201S | 100 | 5 200 | 206 × 206 | 0,8 | 1 | 50 | 100 | 200 (2 000) | 82 |
| Balances à haute capacité | | | | | | | | | |
| 70201S | 100 | 70 200 | 400 × 300 | | 1,5 | 100 | 500 | 500 (20 000) | 82 |
| 36201S | 100 | 36 200 | 400 × 300 | | 1,5 | 100 | 200 | 300 (10 000) | 82 |
| 36201P | 100 1 000 | 10 200 36 200 | 400 × 300 | | 1,5 | 100 500 | 200 | 300 (10 000) | 82 |
| 20201S | 100 | 20 200 | 400 × 300 | | 1,5 | 100 | 200 | 300 (5 000) | 82 |
| 70200S | 1 000 | 70 200 | 400 × 300 | | 1 | 500 | 1 000 | 1 000 (20 000) | 820 |
| 36200S | 1 000 | 36 200 | 400 × 300 | | 1 | 500 | 1 000 | 1 000 (10 000) | 820 |

* Position selon OIML R76

** Selon le chapitre 41 de l'USP (United States Pharmacopeia), la plage de fonctionnement optimale est définie de 820d à l'étendue de pesée max. En fonction du lieu d'installation et des conditions ambiantes, la valeur peut être en général supérieure.



Mise à niveau Cubis®

Choisissez le mode de mise à niveau et inscrivez « Ø » ou « 1 » dans la case placée sous le symbole correspondant du code de commande.

Ø

Le niveau à bulle est représenté sur l'écran et Cubis® aide l'utilisateur à effectuer une mise à niveau rapide (de série sur les unités d'affichage et de commande MSA et MSU ; uniquement des symboles d'aide à la mise à niveau manuelle sur MSE).

1

Mise à niveau motorisée entièrement automatique Q-Level par simple pression de touche (disponible pour tous les modules de pesage Cubis® avec étendue de pesée > 6,1 g et ≤ 6 200 g).



Certificats d'essai et certificats d'approbation

Choisissez un certificat d'essai | une homologation et inscrivez-en la référence dans les deux cases placées sous le symbole correspondant du code de commande.

ØØ

Certificat standard de conformité avec les spécifications

TR

Comme ØØ, mais avec un rapport d'essai détaillé

CE

Vérification en usine avec certificat de vérification européen (pas pour les modèles équipés d'un paravent DF)



Paravent Cubis®

Choisissez un paravent et inscrivez-en la référence dans les deux cases placées sous le symbole correspondant du code de commande.

| | |
|-----------|--|
| DO | Pas de paravent. Indiquez toujours cette référence pour les modules de pesage dont le plateau mesure 206 × 206 mm et 400 × 300 mm. |
| DR | Paravent bas pour plateau de pesée en acier inoxydable (séparable, sans éléments en verre) pour toutes les balances de précision avec une précision de lecture de 1 mg et le module de pesage 5202S. |
| DE | Paravent manuel en verre pour les balances de précision avec une précision de lecture de 1 mg et le module de pesage 5202S. |
| DU | Paravent manuel pour balances d'analyse, avec des portes s'ouvrant facilement et largement, sans structure en métal ou autre risquant de gêner l'accès à la chambre de pesée. Pour tous les modèles avec une précision de lecture de 0,01 mg, 0,1 mg et 1 mg et le module de pesage 5202S. |
| DA | Paravent automatique motorisé avec fonction d'apprentissage pour un travail ergonomique et une adaptation personnalisée à différents types d'application. Pour tous les modèles avec une précision de lecture de 0,01 mg, 0,1 mg et 1 mg et le module de pesage 5202S. |
| DI | Comme le paravent DA, mais en plus avec ionisateur intégré permettant d'éliminer les charges électrostatiques présentes sur les échantillons et les récipients. |
| DM | Paravent circulaire entièrement en verre automatique et motorisé avec fonction d'apprentissage pour les balances micro et ultra-micro avec des précisions de lecture de 0,0001 mg et 0,001 mg (modules de pesage 2.7S, 6.6S et 3.6P). |
| DF | Paravent manuel en inox pour peser des filtres d'un diamètre jusqu'à 50 mm (75 mm et 90 mm en option). Les effets électrostatiques sont réduits au minimum (pas pour le module de pesage 3.6P). |



Modules d'interfaces optionnels

Pour chaque balance, il est possible de choisir un module d'interface supplémentaire.

| | |
|-----------|---|
| IR | Interface RS232 à 25 broches |
| IB | Interface <i>Bluetooth</i> ® |
| IP | Interface RS232 à 9 broches avec interface PS/2 incluse |

Accessoires optionnels Cubis®

Imprimantes et communication

| | |
|---|-------------|
| Imprimante pour usage en métrologie légale à connecter à l'interface accessoire RS232 à 25 broches | YDP10-OCE |
| Imprimante pour usage en métrologie légale avec transmission des données <i>Bluetooth</i> ® (uniquement avec YD001MS-B ou option IB) | YDP10BT-OCE |
| Ruban encreur pour YDP10-OCE et YDP10BT-OCE | 6906918 |
| Rouleaux de papier pour imprimante YDP10-OCE ; 5 rouleaux de 50 m | 6906937 |
| Interface de données <i>Bluetooth</i> ® pour le raccordement sans fil de l'imprimante YDP10BT-OCE | YD001MS-B |
| Interface de données RS232C, 9 broches avec raccord PS/2 pour raccorder un PC ou un clavier | YD001MS-P |
| Interface de données RS232C, 25 broches pour raccorder des accessoires Cubis® | YD001MS-R |
| Câble de raccordement de l'écran de 3 m pour les modèles Cubis® MSA et MSU, pour installer l'unité d'affichage et de commande séparément du module de pesage (installation effectuée par le SAV Sartorius ou en usine [commander également VF4016]) | YCC01-MSD3 |
| Câble de raccordement de l'écran de 3 m pour les modèles Cubis® MSE, pour installer l'unité d'affichage et de commande séparément du module de pesage (installation effectuée par le SAV Sartorius ou en usine [commander également VF4016]) | YCC01-MSED3 |
| Câble de 3 m entre le module de pesage et le boîtier électronique pour les modèles Cubis® avec une précision de lecture de 0,01 mg 0,001 mg 0,0001 mg | YCC01-MSM3 |
| Installation du câble de raccordement de l'écran de 3 m pour les modèles Cubis®, pour installer l'unité d'affichage et de commande séparément du module de pesage | VF4016 |
| Câble de raccordement RS232C pour le raccordement à un PC avec interface COM à 9 broches, longueur 1,5 m | 7357314 |
| Logiciel SartoCollect pour l'échange de données entre la balance et le PC | YSC02 |

Affichage et éléments de saisie | d'édition

| | |
|--|----------|
| Unité d'affichage et de commande MSA avec écran graphique TFT couleur et écran tactile | YAC01MSA |
| Unité d'affichage et de commande MSE avec écran LCD rétroéclairé et touches tactiles | YAC01MSE |
| Unité d'affichage et de commande MSU avec écran graphique noir blanc rétroéclairé et touches de navigation tactiles | YAC01MSU |
| Lecteur de code-barres avec câble de raccordement, largeur de lecture 120 mm | YBR03PS2 |
| Pédale de commande pour déclencher les fonctions d'impression, de tare ou une touche de fonction, sélection par le menu, y compris connecteur en T | YFS01 |
| Capteur infrarouge pour déclencher une fonction sans contact (par ex. commande du paravent) | YHS01MS |
| Commande manuelle pour déclencher les fonctions d'impression, de tare ou une touche de fonction ; sélection par le menu, y compris connecteur en T | YHS02 |
| Pédale de commande pour les fonctions d'ouverture fermeture du paravent (uniquement avec les paravents DA et DI), de tarage et d'impression | YPE01RC |
| Écran supplémentaire, LCD, taille des chiffres 13 mm, rétroéclairé | YRD03Z |
| Écran de contrôle à 3 segments, rouge – vert – rouge, pour contrôle +/-, y compris connecteur en T | YRD11Z |

Logiciels et matériel de calibrage de pipettes

| | |
|--|-------------|
| Kit de calibrage de pipettes (matériel) pour les modèles avec une précision de lecture de 0,1 mg et 0,01 mg Comprend un piège à condensat et tous les adaptateurs nécessaires | YCP04MS |
| Kit de calibrage de pipettes (matériel) pour les modules de pesage des microbalances 6.6S et 3.6P Comprend un piège à condensat et tous les adaptateurs nécessaires | VF988 |
| Logiciel de calibrage de pipettes Pipette Tracker. Logiciel et mode d'emploi uniquement en anglais. | YCP04-PT |
| Logiciel de calibrage de pipettes Pipette Tracker Pro, pour l'utilisation dans les secteurs réglementés, possibilité de mise en réseau et de validation, conformément aux réglementations 21 CFR Part 11. Logiciel et mode d'emploi uniquement en anglais. | YCP04-PTPro |
| Documentation de base pour la validation (IQ, OQ) de la version Pipette Tracker PRO. Tous les documents sont en anglais. | YCP04-VTK |

Pesage de filtres et accessoires antistatiques

| | |
|--|-----------|
| Plateau de pesée antistatique, Ø 130 mm, pour les modules de pesage avec une précision de lecture de 0,1 mg ou 0,01 mg | YWP01MS |
| Plateau pour filtres Ø 75 mm, pour balances micro et ultra-micro (modules de pesage 6.6S, 2.7S ; uniquement en combinaison avec un paravent DF) | VF2562 |
| Plateau pour filtres Ø 90 mm, pour balances micro et ultra-micro (modules de pesage 6.6S, 2.7S ; uniquement en combinaison avec un paravent DF) | VF2880 |
| Souffleur ionisant pour l'élimination des charges électrostatiques sur les récipients et les échantillons | YIB01-ODR |
| Sonde ionisante Stat-Pen pour neutraliser les charges électrostatiques sur les échantillons et les filtres | YSTP01 |

Applications spéciales

| | |
|--|---------|
| Dispositif de détermination de la masse volumique pour solides et liquides pour les modules de pesage avec une précision de lecture < 1 mg | YDK01MS |
| Dispositif de détermination de la masse volumique pour solides et liquides pour les modules de pesage avec une précision de lecture = 1 mg | YDK02MS |
| Q-Grip, support flexible pour récipients de pesage et filtres jusqu'à 120 mm de diamètre (remplace le plateau de pesée d'origine ; pour les modèles Cubis® avec une précision de lecture de 0,01 et 0,1 mg) | YFH01MS |
| Plateau de pesée à grille Q-Grid pour les modèles Cubis® avec une précision de lecture de 10 mg ou 100 mg, destiné au pesage sous des hottes de laboratoire, dans des postes de sécurité microbiologique ou des postes de pesée sécurisés (surface d'exposition au vent du plateau de pesée réduite ; remplace le plateau de pesée standard) | YWP03MS |

Tables de pesée

| | |
|---|-------|
| Table de pesée en pierre artificielle avec amortisseurs de vibrations | YWT03 |
| Console murale | YWT04 |
| Table de pesée en bois avec plaque en pierre artificielle pour des pesées précises et fiables | YWT09 |

Accessoires de pesage

| | |
|--|----------|
| Nacelle en acier au nickel-chrome, 90 × 32 × 8 mm | 641214 |
| Nacelles en aluminium, 4,5 mg (250 unités) pour balances micro et ultra-micro | 6565-250 |
| Nacelles en aluminium, 52 mg (50 unités) pour balances micro et ultra-micro | 6566-50 |
| Colonne pour les modules de pesage de précision de 10 100 mg pour installer les unités d'affichage et de commande MSE, MSU, MSA en hauteur | YDH01MS |
| Colonne pour les modules de pesage de précision avec une précision de lecture de 100 mg 1 g et une capacité de pesage ≥ 20 kg pour installer les unités d'affichage et de commande MSE, MSU, MSA en hauteur | YDH02MS |
| Crochet de pesée en dessous du socle pour les modules de pesage de précision avec une précision de lecture de 100 mg 1 g et une capacité de pesage ≥ 20 kg (pas pour les modèles approuvés pour l'utilisation en métrologie légale, caractéristiques CE) | 69EA0040 |

La marque et le logo *Bluetooth*® wireless technology sont la propriété de *Bluetooth*® SIG Inc.

L'utilisation de ce nom ou de cette marque commerciale par Sartorius AG est soumise à une licence. Les autres noms ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Comparteurs de masse manuels Cubis® MCM

jusqu'à 1 kg



Référence avec capteurs climatiques non étalonnés

MCM6.7

MCM36

MCM66

MCM106

Référence avec capteurs climatiques étalonnés avec certificat DAkkS

MCM6.7-DAkkS

MCM36-DAkkS

MCM66-DAkkS

MCM106-DAkkS

| | | | | |
|----------------------|---------|----------|----------|-----------|
| Version | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Capacité maximale | 6,1 g | 31 g | 61 g | 111 g |
| Précision de lecture | 0,1 µg | 1 µg | 1 µg | 1 µg |
| Plage d'utilisation | 0 – 6 g | 0 – 30 g | 0 – 60 g | 0 – 111 g |

Répétabilité « s »

| | | | | |
|--|------------|---------|---------|---------|
| dans des conditions optimales ¹⁾ | 0,15 µg | 1 µg | 1 µg | 1 µg |
| dans des conditions standard E ²⁾ | 0,3 µg | 1,5 µg | 2 µg | 2 µg |
| avec 1/3 de charge ²⁾ | 0,2 µg | | | |
| avec 1/10 de charge ²⁾ | | 0,7 µg | 0,7 µg | 0,7 µg |
| dans des conditions standard F ³⁾ | 0,6 µg | 4 µg | 5 µg | 5 µg |
| Etendue de pesée de tarage él. | 6,1 g | 31 g | 61 g | 61 g |
| Poids de substitution | | | | 50 g |
| Linéarité | 1 µg | 6 µg | 8 µg | 8 µg |
| Erreur due à la charge excentrée | 0,25 µg/mm | 1 µg/mm | 1 µg/mm | 1 µg/mm |
| Temps de réponse | 10 s | 3 s | 3 s | 5 s |
| Durée du cycle (ABA) | 90 s | 90 s | 90 s | 90 s |

Equipement de base

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Interfaces de données | RS232C, USB, Ethernet, carte SD (en option RS232C, PS2, Bluetooth®) | | | |
| Paravent | • | • | • | • |
| Programmes d'application supplémentaires | Pesée, commutation d'unités, identification individuelle, détermination de la masse volumique, statistiques | | | |
| Dispositif de pesée en dessous du socle | • | • | • | • |
| Capteurs climatiques | Intégrés dans le paravent | | | |

Accessoires optionnels

| | | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Poids d'ajustage | 5 g E2 YCW352-00 | 20 g E2 YCW422-00 | 50 g E2 YCW452-00 | 50 g E2 YCW452-00 |
| Module climatique | YMC20MC | YMC20MC | YMC20MC | YMC20MC |
| Module climatique étalonné | YMC20MC-DAkkS | YMC20MC-DAkkS | YMC20MC-DAkkS | YMC20MC-DAkkS |
| 2ème paravent | YDS20C | YDS24C | YDS24C | YDS24C |
| Table de pesée | YWT03 | YWT03 | YWT03 | YWT03 |

Dimensions

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dimensions du plateau de pesée | Ø 16 mm | Ø 30 mm | Ø 30 mm | Ø 50 mm |
| Taille max. des objets (D × H) | 16 × 70 mm | 30 × 120 mm | 30 × 120 mm | 50 × 120 mm |
| Capteur de pesage (L × P × H) | 122 × 343 × 141 mm | 222 × 431 × 301 mm | 222 × 431 × 301 mm | 222 × 431 × 301 mm |
| Unité électronique (L × P × H) | 239 × 320 × 56 mm | 239 × 320 × 56 mm | 239 × 320 × 56 mm | 239 × 320 × 56 mm |

L'écart-type « s » est la répétabilité calculée à partir de 5 cycles ABA dans les conditions suivantes :

¹⁾ Conditions optimales : mesure automatique sans intervention de l'opérateur, effectuée dans un laboratoire conforme aux conditions E1, sur une plaque de pesée séparée en pierre, sans courants d'air par le haut

²⁾ Conditions standard E : mesure manuelle effectuée dans un laboratoire conforme aux conditions E1, sur une plaque de pesée séparée en pierre, sans courants d'air par le haut

³⁾ Conditions standard F : mesure manuelle effectuée dans un laboratoire répondant au moins aux conditions F1, sur une plaque de pesée non séparée en pierre, climatisation et faible courant d'air par le haut



| | | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Référence avec capteurs climatiques non étalonnés | MCM605 | MCM1005 | MCM1004 |
| Référence avec capteurs climatiques étalonnés avec certificat DAkkS | MCM605-DAkkS | MCM1005-DAkkS | MCM1004-DAkkS |
| Version | 3 | 3 | 3 |
| Capacité maximale | 610 g | 1 110 g | 1 110 g |
| Précision de lecture | 0,01 mg | 0,01 mg | 0,1 mg |
| Plage d'utilisation | 0 – 610 g | 0 – 1 110 g | 0 – 1 110 g |

Répétabilité « s »

| | | | |
|--|------------|----------------|----------------|
| dans des conditions optimales ¹⁾ | 10 µg | 15 µg | 0,05 mg |
| dans des conditions standard E ²⁾ | 20 µg | 20 µg | 0,07 mg |
| avec 1/3 de charge ²⁾ | 15 µg | | |
| avec 1/10 de charge ²⁾ | 10 µg | 15 µg | 0,05 mg |
| dans des conditions standard F ³⁾ | 30 µg | 50 µg | 0,2 mg |
| Etendue de pesée de tarage él. | 610 g | 610 g | 610 g |
| Poids de substitution | | 500 g | 500 g |
| Linéarité | 100 µg | 100 µg 600 g | 0,1 mg 600 g |
| Erreur due à la charge excentrée | 10 µg / mm | 15 µg / mm | 30 µg / mm |
| Temps de réponse | 5 s | 5 s | 3 s |
| Durée du cycle (ABA) | 90 s | 90 s | 90 s |

Equipement de base

| | | | |
|--|---|---|---|
| Interfaces de données | RS232C, USB, Ethernet, carte SD (en option RS232C, PS2, Bluetooth®) | | |
| Paravent | • | • | • |
| Programmes d'application supplémentaires | Pesée, commutation d'unités, identification individuelle, détermination de la masse volumique, statistiques | | |
| Dispositif de pesée en dessous du socle | • | • | • |
| Capteurs climatiques | Intégrés dans le paravent | | |

Accessoires optionnels

| | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Poids d'ajustage | 500 g E2 YCW552-00 | 500 g E2 YCW552-00 | 500 g E2 YCW552-00 |
| Module climatique | YMC20MC | YMC20MC | YMC20MC |
| Module climatique étalonné | YMC20MC-DAkkS | YMC20MC-DAkkS | YMC20MC-DAkkS |
| 2ème paravent | YDS24C | YDS24C | YDS24C |
| Table de pesée | YWT03 | YWT03 | YWT03 |

Dimensions

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Dimensions du plateau de pesée | Ø 90 mm | Ø 90 mm | Ø 90 mm |
| Taille max. des objets (D × H) | 135 × 140 mm | 135 × 140 mm | 135 × 140 mm |
| Capteur de pesage (L × P × H) | 222 × 431 × 301 mm | 222 × 431 × 301 mm | 222 × 431 × 301 mm |
| Unité électronique (L × P × H) | 239 × 320 × 56 mm | 239 × 320 × 56 mm | 239 × 320 × 56 mm |

L'écart-type « s » est la répétabilité calculée à partir de 5 cycles ABA dans les conditions suivantes :

¹⁾ Conditions optimales : mesure automatique sans intervention de l'opérateur, effectuée dans un laboratoire conforme aux conditions E1, sur une plaque de pesée séparée en pierre, sans courants d'air par le haut

²⁾ Conditions standard E : mesure manuelle effectuée dans un laboratoire conforme aux conditions E1, sur une plaque de pesée séparée en pierre, sans courants d'air par le haut

³⁾ Conditions standard F : mesure manuelle effectuée dans un laboratoire répondant au moins aux conditions F1, sur une plaque de pesée non séparée en pierre, climatisation et faible courant d'air par le haut

Comparateurs de masse manuels Cubis® MCM

2 kg – 10 kg



MCM2004



MCM5004



MCM5003



MCM10K3

Référence avec capteurs climatiques non étalonnés

Référence avec capteurs climatiques étalonnés avec certificat DAkkS

| | MCM2004-DAkkS | MCM5004-DAkkS | MCM5003-DAkkS | MCM10K3-DAkkS |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Version | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Capacité maximale | 2 500 g | 5 100 g | 5 100 g | 11 kg |
| Précision de lecture | 0,1 mg | 0,1 mg | 1 mg | 1 mg |
| Plage d'utilisation | 0 – 2 500 g | 0 – 5 100 g | 0 – 5 100 g | 0 – 11 kg |
| Répétabilité « s » | | | | |
| dans des conditions optimales ¹⁾ | 0,05 mg | 0,3 mg | 0,5 mg | 0,8 mg |
| dans des conditions standard E ²⁾ | 0,1 mg | 0,5 mg | 0,8 mg | 1 mg |
| avec 1/3 de charge ²⁾ | | | | |
| avec 1/10 de charge ²⁾ | 0,07 mg | 0,3 mg | 0,5 mg | 0,8 mg |
| dans des conditions standard F ³⁾ | 0,3 mg | 0,8 mg | 1,5 mg | 3 mg |
| Etendue de pesée de tarage él. | 2 500 g | 5 100 g | 5 100 g | 11 kg |
| Poids de substitution | | 50 g | | |
| Linéarité | 1 mg | 2 mg | 3 mg | 6 mg |
| Erreur due à la charge excentrée | 30 µg/mm | 151 µg/mm | 300 µg/mm | 0,5 mg/mm |
| Temps de réponse | 3 s | 3 s | 3 s | 3 s |
| Durée du cycle (ABA) | 90 s | 90 s | 90 s | 90 s |

Équipement de base

| | | | | |
|--|---|---|---|-------------------|
| Interfaces de données | RS232C, USB, Ethernet, carte SD (en option RS232C, PS2, Bluetooth®) | | | |
| Paravent | • | • | • | |
| Programmes d'application supplémentaires | Pesée, commutation d'unités, identification individuelle, détermination de la masse volumique, statistiques | | | |
| Dispositif de pesée en dessous du socle | • | • | • | • |
| Capteur climatique | Intégré dans le paravent | | | Connexion externe |

Accessoires optionnels

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Poids d'ajustage | 2 kg E2 YCW622-00 | 5 kg E2 YCW652-00 | 5 kg E2 YCW652-00 | 10 kg E2 YCW712-00 |
| Module climatique | YMC20MC | YMC20MC | YMC20MC | YMC20MC |
| Module climatique étalonné | YMC20MC-DAkkS | YMC20MC-DAkkS | YMC20MC-DAkkS | YMC20MC-DAkkS |
| 2ème paravent | YDS24C | YDS24C | YDS24C | YDS24C |
| Table de pesée | YWT03 | YWT03 | YWT03 | YWT03 |
| Poignée de manutention pour soulever les poids de 10 kg | | | | YAW51 |

Poignée de manutention pour soulever les poids de 20 kg

Dimensions

| | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Dimensions du plateau (L×P) | 136×136 mm | 136×136 mm | 136×136 mm | 200×200 mm |
| Taille max. des objets (D×H) | 130×200 mm | 130×200 mm | 130×200 mm | |
| Capteur de pesage (L×P×H) | 240×276×373 mm | 240×276×373 mm | 240×276×373 mm | 240×276×102 mm |
| Unité électronique (L×P×H) | 239×320×56 mm | 239×320×56 mm | 239×320×56 mm | 239×320×56 mm |

L'écart-type « s » est la répétabilité calculée à partir de 5 cycles ABA dans les conditions suivantes :

¹⁾ Conditions optimales : mesure automatique sans intervention de l'opérateur, effectuée dans un laboratoire conforme aux conditions E1, sur une plaque de pesée séparée en pierre, sans courants d'air par le haut

²⁾ Conditions standard E : mesure manuelle effectuée dans un laboratoire conforme aux conditions E1, sur une plaque de pesée séparée en pierre, sans courants d'air par le haut

³⁾ Conditions standard F : mesure manuelle effectuée dans un laboratoire répondant au moins aux conditions F1, sur une plaque de pesée non séparée en pierre, climatisation et faible courant d'air par le haut

Comparateurs de masse manuels Cubis® MCM

40 kg – 60 kg



| | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------|
| Référence avec capteurs climatiques non étalonnés | MCM40K3 | MCM60K3 | MCM60K2 |
| Référence avec capteurs climatiques étalonnés avec certificat DAkkS | MCM40K3-DAkkS | MCM60K3-DAkkS | MCM60K2-DAkkS |
| Version | 6 | 6 | 6 |
| Capacité maximale | 41 kg | 64 kg | 64 kg |
| Précision de lecture | 1 mg | 2 mg | 10 mg |
| Plage d'utilisation | 0 – 41 kg | 0 – 64 kg | 0 – 64 kg |
| Répétabilité « s » | | | |
| dans des conditions optimales ¹⁾ | 2 mg | 4 mg | 6 mg |
| dans des conditions standard E ²⁾ | 3 mg | 6 mg | 10 mg |
| avec 1/3 de charge ²⁾ | | | |
| avec 1/10 de charge ²⁾ | 2 mg | 4 mg | |
| dans des conditions standard F ³⁾ | 6 mg | 10 mg | 25 mg |
| Etendue de pesée de tarage él. | 41 kg | 64 kg | 64 kg |
| Linéarité | 20 mg | 40 mg | 50 mg |
| Erreur due à la charge excentrée | 3,5 mg / mm | 3,5 mg / mm | 3,5 mg / mm |
| Temps de réponse | 5 s | 5 s | 5 s |
| Durée du cycle (ABA) | 120 s | 120 s | 120 s |
| Équipement de base | | | |
| Interfaces de données | RS232C, USB, Ethernet, carte SD (en option RS232C, PS2, Bluetooth®) | | |
| Programmes d'application supplémentaires | Pesée, commutation d'unités, identification individuelle, détermination de la masse volumique, statistiques | | |
| Dispositif de pesée en dessous du socle | Avec accessoire opt. 69EA0040 | Avec accessoire opt. 69EA0040 | Avec accessoire opt. 69EA0040 |
| Capteur climatique | Connexion externe | | |
| Accessoires optionnels | | | |
| Poids d'ajustage | 20 kg E2 YCW722-00 | 50 kg E2 YCW752-00 | 50 kg E2 YCW752-00 |
| Module climatique | YMC20MC | YMC20MC | YMC20MC |
| Module climatique étalonné | YMC20MC-DAkkS | YMC20MC-DAkkS | YMC20MC-DAkkS |
| 2ème paravent | YDS05C YDS03C | YDS05C YDS03C | YDS05C YDS03C |
| Poignée de manutention pour poids de 10 kg | YAW51 | YAW51 | YAW51 |
| Poignée de manutention pour poids de 20 kg | YAW52 | YAW52 | YAW52 |
| Poignée de manutention pour poids de 50 kg | | YAW53 | YAW53 |
| Palan à chaîne | | YLD01C | YLD01C |
| Dispositif de préhension pour poids avec poignée | | YLD02C | YLD02C |
| Colonne au sol en inox | | | |
| Dimensions | | | |
| Dimensions du plateau (L×P) | 400×300 mm | 400×300 mm | 400×300 mm |
| Capteur de pesage (L×P×H) | 400×326×126 mm | 400×326×126 mm | 400×326×126 mm |
| Unité électronique (L×P×H) | 239×320×56 mm | 239×320×56 mm | 239×320×56 mm |

L'écart-type « s » est la répétabilité calculée à partir de 5 cycles ABA dans les conditions suivantes :

¹⁾ Conditions optimales : mesure automatique sans intervention de l'opérateur, effectuée dans un laboratoire conforme aux conditions E1, sur une plaque de pesée séparée en pierre, sans courants d'air par le haut

²⁾ Conditions standard E : mesure manuelle effectuée dans un laboratoire conforme aux conditions E1, sur une plaque de pesée séparée en pierre, sans courants d'air par le haut

³⁾ Conditions standard F : mesure manuelle effectuée dans un laboratoire répondant au moins aux conditions F1, sur une plaque de pesée non séparée en pierre, climatisation et faible courant d'air par le haut

| | |
|--|---------------|
| Module climatique, non étalonné, pour tous les modèles MCM | YCM20MC |
| Étalonnage d'un module climatique YCM20MC avec certificat d'étalonnage DAkkS | YCM20DAkkS |
| Module climatique avec certificat d'étalonnage DAkkS pour tous les modèles MCM | YCM20MC-DAkkS |
| Crochet de pesée en dessous du socle pour les modèles MCM40K3, MCM60K3, MCM60K2, MCM40K3-DAkkS, MCM60K3-DAWKS et MCM60K2-DAkkS | 69EA0040 |
| Station pour le module climatique YCM20MC, possibilité de connexion aux modèles suivants : MCM10K3, MCM40K3, MCM60K3, MCM60K2, MCM10K3-DAkkS, MCM40K3-DAkkS, MCM60K3-DAkkS et MCM60K2-DAkkS, y compris câble de raccordement | YCM20MC-Tower |



Sales and Service Contacts

For further contacts, visit www.sartorius.com

Europe

Germany

Sartorius Lab Instruments
GmbH & Co. KG
Weender Landstrasse 94-108
37075 Goettingen

Phone +49.551.308.0
Fax +49.551.308.3289

France & Suisse Romande

Sartorius France
2, rue Antoine Laurent de Lavoisier
ZA de la Gaudrée
91410 Dourdan

Phone +33.1.70.62.50.00
Fax +33.1.64.59.76.39

Austria

Sartorius Austria GmbH
Franzosengraben 12
1030 Vienna

Phone +43.1.7965760.0
Fax +43.1.7965760.24

Belgium

Sartorius Belgium N.V.
Leuvensesteenweg, 248/B
1800 Vilvoorde

Phone +32.2.756.06.71
Fax +32.2.253.45.95

Finland & Baltics

Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
Laippatie 1
00880 Helsinki

Phone +358.9.755.951
Fax +358.9.755.95.200

Hungary

Sartorius Hungária Kft.
Kagyló u. 5.
2092 Budakeszi

Phone +3623.457.227
Fax +3623.457.147

Ireland

Sartorius Ireland Ltd.
Unit 41, The Business Centre
Stadium Business Park
Ballycoolin Road
Dublin 11

Phone +353.1.8089050
Fax +353.1.8089388

Italy

Sartorius Italy S.r.l.
Viale A. Casati, 4
20835 Muggiò (MB)

Phone +39.039.4659.1
Fax +39.039.4659.88

Netherlands

Sartorius Netherlands B.V.

Phone +31.30.60.53.001
Fax +31.30.60.52.917
info.netherlands@sartorius.com

Poland

Sartorius Poland sp.z o.o.
ul. Wrzesinska 70
62-025 Kostrzyn

Phone +48.61.6473830
Fax +48.61.6473839

Russian Federation & Ukraine

LLC "Sartorius ICR"
and LLC "Biohit"
Uralskaya str. 4, Lit. B
199155, Saint-Petersburg

Phone +7.812.327.5.327
Fax +7.812.327.5.323

LLC "Biohit"
Post Box 440 "B"
01001 Kiev, Ukraine

Phone +380.44.411.4918
Fax +380.50.623.3162

Spain & Portugal

Sartorius Spain, S.A.
Avda. de la Industria, 32
Edificio PAYMA
28108 Alcobendas (Madrid)

Phone Spain +34.902.123.367
Phone Portugal +351.800.855.800
Fax Spain +34.91.358.96.23
Fax Portugal +351.800.855.799

Switzerland

Sartorius Mechatronics Switzerland AG
Ringstrasse 24a
8317 Tagelswangen (ZH)

Phone +41.44.746.50.00
Fax +41.44.746.50.50

U.K.

Sartorius UK Ltd.
Longmead Business Centre
Blenheim Road, Epsom
Surrey KT19 9QQ

Phone +44.1372.737159
Fax +44.1372.726171

America

USA

Sartorius Corporation
5 Orville Drive, Suite 200
Bohemia, NY 11716

Phone +1.631.254.4249
Toll-free +1.800.635.2906
Fax +1.631.254.4253

Argentina

Sartorius Argentina S.A.
Int. A. Ávalos 4251
B1605ECS Munro
Buenos Aires

Phone +54.11.4721.0505
Fax +54.11.4762.2333

Brazil

Sartorius do Brasil Ltda
Avenida Senador Vergueiro 2962
São Bernardo do Campo
CEP 09600-000 - SP- Brasil

Phone +55.11.4362.8900
Fax + 55.11.4362.8901

Canada

Sartorius Canada Inc.
2179 Dunwin Drive #4
Mississauga, ON L5L 1X2

Phone +1.905.569.7977
Toll-Free +1.800.668.4234
Fax +1.905.569.7021

Mexico

Sartorius de México S.A. de C.V.
Circuito Circunvalación Poniente
No. 149
Ciudad Satélite
53100, Estado de México
México

Phone +52.5555.62.1102
Fax +52.5555.62.2942

Asia | Pacific

Australia

Sartorius Australia Pty. Ltd.
Unit 5, 7-11 Rodeo Drive
Dandenong South Vic 3175

Phone +61.3.8762.1800
Fax +61.3.8762.1828

China

Sartorius Scientific
Instruments (Beijing) Co., Ltd.
33 Yu An Road, Airport Industrial Park
Zone B,
Shunyi District, Beijing 101300,
P.R.China

Phone +86.10.8042.6300
Fax +86.10.8042.6486

Hong Kong

Sartorius Hong Kong Ltd.
Unit 1012, Lu Plaza
2 Wing Yip Street
Kwung Tong
Kowloon, Hong Kong

Phone +852.2774.2678
Fax +852.2766.3526

India

Sartorius Weighing India Pvt. Ltd.
#69/2-69/3, NH 48, Jakkasandra,
Nelamangala Tq
562 123 Bangalore, India

Phone +91.80.4350.5250
Fax +91.80.4350.5253

Japan

Sartorius Stedim Japan K.K.
4th Fl., Daiwa Shinagawa North Bldg.
8-11, Kita-Shinagawa 1-chome
Shinagawa-ku, Tokyo, 140-0001 Japan

Phone +81.3.4331.4300
Fax +81.3.4331.4301

Malaysia

Sartorius Malaysia Sdn. Bhd
Lot L3-E-3B, Enterprise 4
Technology Park Malaysia
Bukit Jalil
57000 Kuala Lumpur, Malaysia

Phone +60.3.8996.0622
Fax +60.3.8996.0755

Singapore

Sartorius Singapore Pte. Ltd
1 Science Park Road,
The Capricorn, #05-08A,
Singapore Science Park II
Singapore 117528

Phone +65.6872.3966
Fax +65.6778.2494

South Korea

Sartorius Korea Ltd.
8th Floor, Solid Space B/D,
PanGyoYeok-Ro 220, BunDang-Gu
SeongNam-Si, GyeongGi-Do, 463-400

Phone +82.31.622.5700
Fax +82.31.622.5799

Thailand

Sartorius (Thailand) Co. Ltd.
129 Rama 9 Road,
Huaykwang
Bangkok 10310

Phone +66.2643.8361-6
Fax +66.2643.8367



◀ www.sartorius.com